


ゆりりん 使用上のご注意





ユリケア株式会社
神奈川営業所
TEL:042-776-0659
FAX:042-776-0656

本製品を安全にお使いいただくために、必ず本書をお読みいただき、下記内容をお守りください。


1. 本製品は必ず**本体とプローブ**を持ち操作を行ってください。




2. 本体とプローブを**つなぐケーブル**を引っ張ったり、ねじったり、折ったりは決してしないでください。



引っ張る






ねじる




折る

3. 格納、収納を行う場合には本体、プローブ、ケーブルに負荷が掛からないよう注意してください。



推奨



巻きつけ



ケーブルを結ぶ

御周知のほどよろしくおねがいたします

以 上